

# FFP 2 - Schutzmasken

**Damit wir bald aufatmen können.**

FFP2 – Limit übertroffen, durch Filtration feiner Partikel/Tröpfchen/Aerosole > 98 %

Limits – nach Test-Spezifikation EN 149-2001

# FFP 2 - Schutzmasken

## Verpackungseinheiten:

- PE- Beutel 50 Stück / 10 Stück
- Individuelle Einzelverpackung auf Anfrage




CE-zertifizierte FFP2 Masken  
made in Germany mit DEKRA-Siegel

# FFP 2 - Schutzmasken

## Eigenschaften:

- FFP2 - Limit übertroffen, durch Filtration feiner Partikel/Tröpfchen/Aerosole > 98 %
- Inhalationswiderstand < 170 Pa
- Ausatemwiderstand < 290 Pa
- Viren- Selbst- Schutz vor COVID 19 (SARS-CoV-2)  
Limits - nach Test-Spezifikation EN 149-2001
- FFP1 > 80 % Filtration; Inh.-Wid. 210 Pa;  
Exh.-Wid. 300 Pa
- FFP2 > 94 % Filtration; Inh.-Wid. 240 Pa;  
Exh.-Wid. 300 Pa



# FFP 2 - Schutzmasken

## Anwendung:

- + Maximaler Schutz und Tragekomfort
- + Neuartiges und formoptimiertes Design sorgt für mehr Passgenauigkeit.
- + Die elastische, latexfreie Bänderung erlaubt leichtes An- und Ablegen.
- + Anwendungsbereich: Schutz gegen feste und flüssige, gesundheitsschädliche Partikel und Viren.
- + Wechselintervall: In Abhängigkeit vom Einatemwiderstand und persönlichem Wohlbefinden.
- + Atemschutzmaske nicht wiederverwenden!
- + Vor der Verwendung: Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte Schutzmasken nicht verwenden!



1  
Maske entfalten und  
Ohrbänder ausklappen.



2  
Maske öffnen und an  
den Ohrbändern vor  
das Gesicht halten.



3  
Maske unter dem Kinn  
ansetzen und Ohrbänder  
hinter den Ohren fixieren.



4  
Maske positionieren und  
Nasenbügel anpassen.  
Dichtigkeit prüfen

# FFP 2 - Schutzmasken

## PREISSTAFFEL

CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	1000 Stück	1,69 €
CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	8000 Stück	1,59 €
CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	16000 Stück	1,49 €
CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	100000 Stück	1,18 €
CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	200000 Stück	1,14 €
CE-zertifizierte FFP2 Atemschutzmaske in 50er PE-Beutel	1 Mio Stück	0,99 €
Flowpack-Verpackung (1er/2er) -	Aufschlag pro VE	0,09 Euro
Hochwertige Folienbeutel (10 er) -	Aufschlag pro VE	0,17 Euro
Hochwertige Folienbeutel (2er) -	Aufschlag pro VE	0,27 Euro
Hochwertige Folienbeutel (1er) -	Aufschlag pro VE	0,32 Euro

# FFP 2 - Schutzmasken

GL - Projects  
Kay Linzer  
Unterbergern 8/7,  
A - 3512 Unterbergern  
Tel.: +43(0)650 770 4715  
[office@lifttoilette-gl.com](mailto:office@lifttoilette-gl.com)  
[www.lifttoilette-gl.com](http://www.lifttoilette-gl.com)  
[www.wc-aufstehhilfe.com](http://www.wc-aufstehhilfe.com)

MTP e. U.  
Andreas Peters  
Dr. Holter Str. 4  
A-4713 Gallspach  
Tel.: +43 (0) 664 2175002  
Fax: +43 (0) 7248 62814  
Email: [office@medizintechnik-peters.at](mailto:office@medizintechnik-peters.at)  
[www.medizintechnik-peters.at](http://www.medizintechnik-peters.at)

## UNSERE ZIELE SIND ES:

Wir legen großen Wert auf gute Funktionalität und qualitative Materialien. Nur mit einem solchen hohen Standard können wir optimale Eigenschaften und Tragekomfort gewährleisten. Sehen Sie hier die gemessenen Eigenschaften, Funktion und Aufbau.

